

PELLE SECCA • PELLE GRASSA • PELLE MISTA • ACNE • RUGHE
ROSSORE • MACCHIE CUTANEE • RILASSAMENTO DEI TESSUTI

coccole al VISO



élite Resolution Face è il sistema pensato per prendersi cura degli inestetismi di viso, collo e décolleté, un'apparecchiatura che racchiude le tecnologie più innovative per trattamenti di pulizia, ossigenazione, tonificazione e rigenerazione. Con *élite Resolution Face* è possibile scegliere tra due distinti sistemi di lavoro partendo dall'imperfezione per arrivare alla soluzione:

1• il trattamento guidato, in cui l'estetista individua l'inestetismo e l'apparecchiatura la accompagna in ogni fase, dall'analisi agli step del trattamento, indicando le tecnologie più adatte;

2• il trattamento manuale, attraverso il quale, dopo aver determinato la tipologia dell'inestetismo, l'estetista provvede autonomamente alla scelta del trattamento, potendo sempre contare, se necessario, sul supporto dell'apparecchiatura che, in base alle caratteristiche dell'imperfezione, propone la soluzione ad hoc.

- CONTROLLO IDRATAZIONE
- SCRUB BRUSHES
- CORRENTE GALVANICA
- MICRO DERMOABRAZIONE
- ELETTROPORAZIONE
- RADIO FREQUENZA
- RF MULTIPOLARE *(Optional)*
- ULTRASOUND 25kHz
- LIFTING
- STIMOL
- MASSAGGIO ENDODERMICO
- MASK LIGHT FACE *(Optional)*
- VAPORIZZATORE *(Optional)*
- ALTA FREQUENZA *(Optional)*

cod. 1100

Dimensioni in mm L480 x P440 x H1140



Memory Card 9465

CONTROLLO IDRATAZIONE

La funzione di "controllo idratazione" permette di rilevare la percentuale di idratazione sul viso sfruttando un leggero passaggio di corrente, effettuando una valutazione iniziale pre-trattamento.



cod. 9360 - Manipolo Controllo Idratazione • cod. 9375 Polo

ULTRASUONI 25kHz

Azione di pulizia profonda e penetrazione dei principi attivi. Unisce l'effetto degli ultrasuoni alla vibrazione esercitata dalla spatola per effettuare un peeling meccanico e trattamenti viso. Le diverse frequenze utilizzate permettono di svolgere un'azione rigenerante, tonificante, elasticizzante con ottimi risultati su tutti i tipi pelle con 14 programmi specifici.



cod. 9611 - Manipolo Ultrasuoni

PULIZIA CUTANEA

SCRUB BRUSHES

Tra i trattamenti di pulizia, uno dei più importanti è il Brush, un'azione meccanica delicata eseguita attraverso diverse tipologie di spazzole.



cod. 9401 - Manipolo Brushes
D. 40mm Capra cod. 9300 • Setola cod. 9301 - D. 20mm Capra 9290 • Setola 9295



CORRENTE GALVANICA

È utilizzata per ottenere sia un'azione di disincrostazione cutanea sia un'azione di ionoforesi per la penetrazione dei sieri specifici. 2 programmi: Disincrostante, Ionoforesi.



cod. 9379 - Manipolo Corrente Galvanica

MICRO DERMEOABRASIONE

Permette l'esfoliazione degli strati epidermici, favorendo il ricambio cellulare del tessuto trattato. Migliora la permeabilità della cute, facilitando un maggiore assorbimento dei cosmetici scelti in base all'inetetismo da trattare.



cod. 9440 Manipolo

Tamponcini:
cod. 9442 pelle delicata viso
cod. 9444 pelle normale viso
cod. 9446 corpo
cod. 9448 massaggio

VAPORIZZATORE

Il Vaporizzatore è stato ingegnerizzato per abbinare al vapore acqueo prodotto sia l'ozono che le sostanze essenziali. L'ozono è noto per l'efficace azione antibatterica e la capacità di influenzare l'acidità della pelle. Le sostanze essenziali liberano lentamente i loro principi attivi nel getto di vapore, grazie al dispositivo posto sull'ugello di uscita. Questa peculiarità di diffondere sull'epidermide particelle microscopiche delle sostanze scelte dall'operatrice estetica, permette di ottimizzare il loro benefico effetto.



RINGIOVANIMENTO

3

RADIO FREQUENZA

Tramite l'onda diatermica permette di riportare a un adeguato sistema di vascolarizzazione tutte le zone trattate e di stimolare alcuni processi naturali, quali la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico e incrementare la loro azione.



ELETTROPORAZIONE

L'Elettroporazione, attraverso l'emissione di impulsi elettrici, contribuisce ad aprire canali nel derma per veicolare in profondità qualsiasi tipo di sostanza applicata, scelta in base all'inetestismo da trattare.



LIFTING

Queste particolari correnti cercano di simulare gli impulsi nervosi fisiologici, in questo modo si ottiene un ripristino dei tessuti. L'elettrolifting è in grado di produrre una stimolazione a livello del microcircolo cutaneo, che a sua volta, aumenta il nutrimento e l'ossigenazione dei tessuti favorendone la rivitalizzazione. Inoltre contribuisce alla stimolazione del "fibroblasto", incrementando la quantità e la qualità del collagene da esso sintetizzato e favorisce il sistema linfatico e le sue funzioni. Il trattamento è diviso in 4 fasi, ognuna delle quali utilizza un differente tipo di corrente.



STIMOL

L'Elettrostimolazione bipolare tonifica dolcemente e in modo selettivo i muscoli atoni.



cod. 9552 - Manipolo Stimol

ALTA FREQUENZA

Utilizzando l'applicazione diretta della corrente di Tesla (corrente alternata) si ottengono azioni che sommate tra loro purificano e migliorano le condizioni della pelle trattata. Infatti, la luce blu, usata esternamente per via diretta, ha un grande potere di penetrazione che genera calore all'interno dei tessuti trattati. La luce blu ha inoltre un'azione germicida.



OPTIONAL cod. 835 - Manipolo Alta Frequenza

PROGRAMMA BENESSERE

4

MASSAGGIO ENDODERMICO

E' piacevole ed efficace come un massaggio manuale, ma consente un trattamento più uniforme sul viso e meno faticoso per l'estetista. Adotta un nuovo principio brevettato di Vacuum-Massaggio che utilizza una delicata azione di aspirazione e rilascio per evitare danni al derma e alla rete capillare.



cod. 9214 - Manipolo Massaggio Endodermico
Dotazione n°5 cappuccio ricambio igienico cod. 9216

MASK LIGHT FACE


Trattamento cromo benessere che utilizza diversi colori personalizzabili in base alle preferenze individuali, ottenendo così un maggior relax e beneficio nella fase finale del trattamento. Associato alle maschere specifiche *iSol Chrome* permette di intensificarne il risultato donando al volto un illuminante effetto finale.



cod. ISO.CHROME.100 - Age Lift Pink Mask



OPTIONAL cod. 9680 - Light Mask Color



OPTIONAL
cod. 9685 - Light Mask Color con stativo

TOUCH SCREEN 10" LCD DISPLAY

CAPILLARE CONSULTAZIONE DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Permette di visualizzare immagini, programmi, dati cliente, parametri e percorsi di lavoro garantendo una consultazione capillare dei trattamenti e di tutte le funzioni.



PERSONALIZZA L'APPARECCHIATURA


OVERLINE DISEGNA LE SUE APPARECCHIATURE SU MISURA PER TE

TRATTAMENTI CONSIGLIATI DA OVERLINE PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE

CON QUESTA APPARECCHIATURA ESISTONO 5 COMBINAZIONI DIFFERENTI, SCEGLI TRA:



- Controllo Idratazione
- Scrub Brushes
- Corrente Galvanica Ionofresi
- Corrente Galvanica Disincrostante
- Micro Dermoabrasione
- Elettroporazione
- Radio Frequenza
- Radio Frequenza Multipolare (Optional ○)
- Ultrasound 25kHz
- Lifting
- Stimol
- Massaggio Endodermico
- Mask Light Face (Optional ○)
- Vaporizzatore (Optional ○)
- Alta Frequenza (Optional ○)



Esalta i benefici dei trattamenti Overline



ISO.FOAM.150 - 150ml
**CLEANSING
SOFT MOUSSE**
Detergente
Dermocompatibile
viso&corpo

ISO.SCRUB.200 - 250ml
**JOJOBA FACE
& BODY
SCRUB**
Scrub in gel ai
microgranuli di Jojoba

ISO.DER.100 - 200ml
**PURE
TOUCH**
Pre Micro
Dermoabrasione

ISO.DER.200 - 200ml
RELIEF
Post Micro
Dermoabrasione

ISO.POR.600 - 150ml
**RESOLUTION
PURE
REBALANCE**
Siero Riequilibrante
a Cristalli Liquidi per
Elettroporatore viso

ISO.POR.650 - 150ml
**RESOLUTION
AGE LIFT
FILLER**
Siero Anti-Age a
Cristalli Liquidi per
Elettroporatore viso

ISO.CHROME.100
250ml
**AGE LIFT
PINK MASK**
Maschera gel
Anti-Age (Rosa)

ISO.CHROME.200
250ml
**HYDRA
SENSITIVE
BLUE MASK**
maschera gel idratante/
pelle sensibili (Blue)

ISO.CHROME.300 - 250ml
**PURE
REBALANCE
ORANGE MASK**
Maschera gel pelli
impure (Arancione)

ISO.RF.100 - 250ml
**R.F. & STIM
FACE
EMULSION**
Emulsione Anti-Age
trattamento Radio
Frequenza e Stimol

ISO.CRYSTAL.100
250ml
**AGE LIFT
CRYSTAL**
Crema intensiva Anti-
Age ai Liposomi

ISO.CRYSTAL.200
250ml
**HYDRA
SENSITIVE
CRYSTAL**
Crema idratante pelli
sensibili

ISO.CRYSTAL.300
250ml
**PURE
REBALANCE
CRYSTAL**
Crema riequilibrante
detossinante

ISO.SERUM.100 - 250ml
**HYDRA LIFT
SERUM**
Siero Anti-Age, Idratante
specifico viso per jono/
Ultrasuoni

ISO.SERUM.200 - 250ml
**LIGHTENING
SERUM**
Siero illuminante,
schiarante specifico per
jono/Ultrasuoni

ISO.SERUM.300 - 250ml
**PURE
REBALANCE
SERUM**
Siero riequilibrante/
purificante specifico per
jono/Ultrasuoni

ISO.CHROME.300
250ml
**PURE
REBALANCE
ORANGE MASK**
Maschera gel pelli
impure (Arancione)

ISO.CRYSTAL.100R
50ml
**AGE LIFT
CRYSTAL**
Crema intensiva Anti-
Age ai Liposomi

ISO.CRYSTAL.200R
50ml
**HYDRA
SENSITIVE
CRYSTAL**
Crema idratante pelli
sensibili

ISO.CRYSTAL.300R
50ml
**PURE
REBALANCE
CRYSTAL**
Crema riequilibrante
detossinante

ISO.OXI.450R
**SENSITIVE-AGE
TRI-PEPTIDE
INTENSIVE
OXYSERUM**
(10 Strip da 5ml)
Siero intensivo Anti-Age
pelli sensibili con
Tri-Peptide

ISO.OXI.350R
**Anti-Age
STAMINAL
INTENSIVE
OXYSERUM**
(10 Strip da 5ml)
Siero intensivo ant-age
alle Cellule Staminali da
Uva Rossa

MANTENIMENTO

ISO.FOAM.150 - 150ml
**CLEANSING
SOFT MOUSSE**
Detergente
Dermocompatibile
viso&corpo

ISO.CHROME.100R
50ml
**AGE LIFT
PINK MASK**
Maschera gel
Anti-Age (Rosa)

ISO.CHROME.200R
50ml
**HYDRA
SENSITIVE
BLUE MASK**
maschera gel idratante/
pelle sensibili (Blue)