

silhouette snella e tonica



I trattamenti con *élite Total Resolution Body System* svolgono una profonda azione rimodellante, drenante e tonificante della silhouette e sono utili per contrastare gli inestetismi causati dalla cellulite* e dall'adipe, perché facilitano l'eliminazione delle scorie cataboliche e dei liquidi in eccesso.

Questa apparecchiatura, come tutte quelle della linea *élite*, consente di poter scegliere se effettuare un programma guidato o un trattamento specifico. *élite Total Resolution Body System* accompagna l'operatrice estetica dall'analisi della figura fino allo svolgimento del trattamento, con immagini, spiegazioni e filmati relativi ai vari step, grazie all'evoluto software e al display touch 10", che rende la consultazione estremamente semplice.

L'apparecchiatura è dotata di una serie di programmi innovativi che abbinano differenti sequenze di trattamenti sfruttando quattro specifiche tecnologie: Radio Frequenza per i problemi di cellulite* e atonia, Endomassaggio pneumatico per ristabilire la corretta irrorazione venolinfatica, l'Elettroporazione per una migliore veicolazione dei principi attivi dei cosmetici utilizzati per i trattamenti cellulite* e adipe, gli Ultrasuoni 800 kHz per stimolare il microcircolo e svolgere un'azione snellente.

- ENDOMASSAGGIO CROMO
- RADIO FREQUENZA
- ELETTROPORAZIONE
- ULTRASUONI 800 kHz

cod. 3138 HFU

Dimensioni in mm L480 x P440 x H1140



Memory Card 9465

ENDOMASSAGGIO CROMO

Azione Drenante


I trattamenti di Massaggio Endodermico sono utili per contrastare gli inestetismi della cellulite, il rilassamento cutaneo e per affrontare le problematiche di ritenzione idrica. Con l'utilizzo di applicatori specifici si possono effettuare in simultanea o singolarmente trattamenti di scollamento, drenaggio e massaggio ritmico sia in modalità automatica che manuale. La luce LED del manipolo crea una piacevole sensazione di benessere.



ELETTROPORAZIONE

Azione Intensificante

L'Elettroporazione, attraverso l'emissione di impulsi elettrici, contribuisce ad aprire canali nel derma per veicolare in profondità i principi attivi dei cosmetici utilizzati, scelti in base all'inestetismo da trattare.



RADIO FREQUENZA

Azione Rigenerante

La Radio Frequenza sfrutta il principio della Diatermia, che consente la vasodilatazione e l'aumento dell'ossigeno trasportato ai tessuti, velocizza il metabolismo cellulare e stimola la produzione di Collagene, Elastina e Acido ialuronico, rendendo la pelle più elastica e compatta. Due specifici manipoli permettono di eseguire trattamenti di Radio Frequenza per cellulite* e per adipe.




ULTRASUONI

800 kHz

Azione Snellente

Capaci di raggiungere gli strati più profondi dei tessuti, gli Ultrasuoni 800 kHz indeboliscono la struttura adiposa, stimolano la riattivazione del microcircolo e riducono progressivamente la cellulite* molle, edematosa o fibrosa, con conseguente tonificazione del corpo.




PERSONALIZZA L'APPARECCHIATURA

OVERLINE DISEGNA LE SUE APPARECCHIATURE SU MISURA PER TE

TANTE APPARECCHIATURE PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE

CON QUESTE TECNOLOGIE ESISTONO 10 COMBINAZIONI DIFFERENTI, SCEGLI TRA:



perché scegliere

élite Total Resolution Body System



TRATTAMENTI

élite Total Resolution Body System consente di effettuare trattamenti per il rassodamento del corpo e per gli inestetismi della cellulite* e dei pannicoli adiposi localizzati.

Il sistema prevede speciali programmi suddivisi secondo le tipologie morfologiche:

- Androide solo adipe
- Ginoide adipe e cellulite*
- Mista adipe - cellulite*

I tempi dei trattamenti variano in funzione del distretto corporeo selezionato.

INestetismi

La soluzione integrata all'adiposità e alla cellulite*

L'apparecchiatura offre dei percorsi di lavoro di approccio sinergico ai principali inestetismi.

MANIPOLI DI NUOVA CONCEZIONE

Possibilità di lavoro con 6 differenti manipoli:

- Radio Frequenza bipolare
- Radio Frequenza multipolare
- Ultrasuoni mono-testina
- Ultrasuoni 4 testine **Optional**
- Elettroporazione
- Endomassaggio completo di 3 diversi accessori

(I diversi manipoli consentono di lavorare su tutti gli inestetismi)

Da precisare inoltre che i manipoli ergonomici, grazie alla loro maneggevolezza risultano decisamente confortevoli rendendo il lavoro dell'operatore semplice e piacevole.

***per gli inestetismi causati dalla cellulite**

TOUCH SCREEN 10" LCD DISPLAY

CAPILLARE CONSULTAZIONE DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI


Permette di visualizzare immagini, programmi, dati cliente, parametri e percorsi di lavoro garantendo una consultazione capillare dei trattamenti e di tutte le funzioni.



Dopo aver selezionato le zone da trattare, il software indica tutti i parametri del trattamento.



Schermata che indica la modalità di un trattamento.



Schermata finale con i dettagli di esecuzione trattamento.

iSol.
SPECIAL BEAUTY



Esalta i benefici dei trattamenti Overline

ISO.FOAM.150 - 150ml
**CLEANSING
SOFT MOUSSE**
Detergente
Dermocompatibile
viso&corpo

ISO.SCRUB.200 - 250ml
**JOJOBA FACE
& BODY
SCRUB**
Scrub in gel ai
microgranuli di Jojoba

ISO.POR.550 - 250ml
**RESOLUTION
BODY TONE**
Siero ai Cristalli
Liquidi elasticizzante,
tonificante per
Elettroporatore corpo.

ISO.POR.500 - 250ml
**RESOLUTION
BODY CELL**
Siero a Cristalli Liquidi
Cellulite*
per Elettroporatore
corpo

ISO.OIL.500 - 500ml
**ENDODERMIC
MASSAGE OIL**
Olio da massaggio
con Vitamina E

ISO.RF.500 - 500ml
**R.F. BODY
EMULSION**
Emulsione corpo per
Radio Frequenza

ISO.GEL.100 - 500ml
**GEL PER
ULTRASUONI
CORPO**
Innovativo Gel a base
di fosfatidilcolina

MANTENIMENTO

ISO.BODY.100
Airless 200ml
**HYDRA BODY
CELL**
Emulsione corpo
cellulite* / idratante

ISO.BODY.200
Airless 200ml
**HYDRA BODY
FIT**
Emulsione corpo effetto
tonificante / idratante