

# Élite Total Resolution Body System

Quattro tecnologie in un'unica apparecchiatura, per rimodellare la silhouette.

Overline, azienda leader nella produzione di apparecchiature per uso estetico professionale, da 25 anni è al fianco delle Estetiste per studiare soluzioni high tech performanti, che diano la possibilità di lavorare con tecnologie all'avanguardia e di eseguire trattamenti personalizzati in tutta sicurezza. Rilassamento dei tessuti, cuscinetti adiposi e inestetismi della cellulite, gonfiore dovuto a ritenzione idrica e rotondità accentuate, sono le problematiche di una silhouette che manca di armonia. Diventa pertanto necessario riequilibrare i volumi e ridefinire i contorni del corpo, senza dimenticare che è importante sollecitare i meccanismi biologici per favorire il naturale smaltimento dei grassi.

Élite Total Resolution Body System è la nuovissima proposta di casa Overline per tonificare, rigenerare, snellire e rimodellare la silhouette; l'apparecchiatura si avvale di efficienti tecnologie, che è possibile utilizzare sinergicamente o individualmente, quali: Ultrasuoni 800 kHz, Radio Frequenza, Elettroporazione ed Endomassaggio Cromo. Grazie all'evoluto software, questa apparecchiatura è estremamente intuitiva e semplice da utilizzare. È in grado di accompagnare l'Estetista dall'analisi della figura allo svolgimento del trattamento e, tramite il monitor touch LCD 10", assiste l'operatrice con immagini, spiegazioni e filmati relativi ai vari step. La Memory Card di cui è dotata raccoglie i dati cliente e quelli relativi al trattamento, rendendoli disponibili in qualsiasi sessione del trattamento o alla successiva seduta.

Élite Total Resolution Body System consente di scegliere se effettuare un trattamento specifico, oppure impostare un programma guidato in funzione delle tipologie morfologiche: androide, ginoide, mista. Per ciascuna tipologia, infatti, sono disponibili differenti sessioni guidate che, in base all'obiettivo da raggiungere e alle specifiche esigenze del soggetto, abbinano diverse successioni di trattamenti: dalla tonificazione al drenaggio per contrastare il rilassamento cutaneo; dallo snellimento alla riduzione dei pannicoli adiposi; dal trattamento degli inestetismi della cellulite fino al rimodellamento della figura. Come tutte le apparecchiature Overline, anche *élite* Total Resolution Body System è conforme alla norma ISO 13485:2003 (progettazione, sviluppo, ricerca e commercializzazione biomedicali) di elettroestetica per la cosmetica ed elettromedicali), che garantisce all'Estetista la tranquillità di avvalersi di un sistema sicuro sia dal punto di vista tecnico sia legislativo. A ulteriore supporto, anche 12 mesi di garanzia e un numero di telefono dedicato all'assistenza tecnica. Il design fonde funzionalità e praticità e si adatta facilmente a qualsiasi tipo di ambiente e arredamento.





## Manipoli e accessori per ottimizzare il lavoro

- 2 manipoli per la Radio Frequenza, di cui 1 bipolare consigliato per trattare l'inestetismo della cellulite, piccoli accumuli adiposi e tonicità tessutale, e 1 multipolare per agire più in profondità sul tessuto adiposo, completato da LED luminosi per un effetto benessere.
- 1 manipolo per l'Endomassaggio con luci cromo benessere e tre diversi accessori: rulli piccoli da utilizzare sulle parti del corpo meno voluminose; rulli grandi per le parti del corpo più voluminose; accessorio sfere, ideale per la fase di modellamento (può essere utilizzato su tutte le parti del corpo e permette il movimento rotatorio).
- 1 manipolo per l'Elettroporazione.
- 1 manipolo Ultrasuono a 4 testine (dotazione opzionale), che agiscono in maniera sinergica per la riduzione e la redistribuzione del grasso sottocutaneo. L'ampiezza del manipolo consente di avere un raggio d'azione maggiore, velocizzando l'esecuzione del trattamento su aree estese.
- 1 manipolo Ultrasuono monopolare per trattare aree meno estese (come braccia, addome ecc). La mono-polarità di questo manipolo permette di concentrare l'energia, incrementandone l'azione.

### LE 4 TECNOLOGIE

**Ultrasuoni 800 kHz:** hanno un effetto snellente poiché lavorano in modo mirato sulle adiposità localizzate, riducendone i volumi, e sono capaci di agire nei diversi strati cutanei.

**Radio Frequenza:** consente la vasodilatazione e l'aumento dell'ossigeno trasportato ai tessuti e stimola la produzione di Collagene, Elastina e Acido ialuronico, rendendo la pelle più elastica e compatta. Ha un'azione tonificante e rigenerante sul tessuto e, inoltre, la capacità di penetrazione dell'energia svolge un'importante azione sugli inestetismi della cellulite e sui pannicoli adiposi.

**Elettroporazione:** svolge una funzione intensificante. Attraverso l'emissione di delicati impulsi elettrici che contribuiscono ad aprire canali nel derma, facilita la veicolazione dei principi attivi contenuti nei cosmetici iSol. scelti per il trattamento.

**Endomassaggio Cromo:** il massaggio endodermico esprime un'efficace azione drenante eliminando i liquidi in eccesso e le scorie cataboliche e ripristinando la corretta irrorazione venolinfatica per contrastare gli inestetismi della cellulite e migliorare il tono tissutale. Con l'utilizzo di applicatori specifici si possono effettuare in simultanea o singolarmente trattamenti di scollamento, drenaggio e massaggio ritmico. La luce LED del manipolo crea una piacevole sensazione di benessere.

## Per esaltare i risultati dei trattamenti

**iSol. è la linea di cosmetici creata per interagire con le apparecchiature Overline**, prima, durante e dopo i trattamenti, e incrementarne i risultati. A base di innovative formulazioni, i prodotti prolungano la biodisponibilità dei principi attivi e svolgono un'azione nutriente, idratante e antiossidante, favorendo i meccanismi di rinnovamento cutaneo. Testati dermatologicamente, garantiscono la massima tollerabilità. I prodotti iSol. sono disponibili anche in formati specifici per il mantenimento domiciliare. \*